

Dispermill Discovery 300®

Лабораторный диссольвер

ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА

Удобство в использовании - ключевой элемент инновационной Dispermill Discovery 300. Оно обеспечивается множеством улучшенных функций, таких как оптимизированная система управления, компактный сенсорный экран из закаленного стекла, устойчивый к растворителям, и многофункциональная ручка управления со светодиодной подсветкой, которая обеспечивает гораздо более быстрое управление в меню. Dispermill Discovery 300 - это оборудование для модернизации процессов ваших исследований и разработок.

СОЗДАНО ДЛЯ ВАС

Революционная конструкция этого лабораторного диссольвера очень компактна, и обеспечивает повышенную простоту эксплуатации. Рама Dispermill Discovery 300 имеет электронную регулировку. Кроме того, конструкция из нержавеющей стали устойчива к химическим воздействиям и ее легко чистить.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Dispermill Discovery 300 предлагает варианты исполнения как для тонкого помола, так и для работы с использованием вакуума. Для удовлетворения ваших личных потребностей в исследованиях и разработках могут быть добавлены различные диспергирующие, смесительные и измельчающие элементы из нержавеющей стали.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Оптимизированная система управления
- ✓ Компактный, устойчивый к растворителям сенсорный экран
- ✓ Светодиодная ручка управления
- ✓ Регулируемый таймер с автоматической остановкой
- ✓ Считывание показаний мощности, окружной скорости и температуры
- ✓ Пониженный уровень шума
- ✓ Программируемый сигнализатор перегрева




Dispermill Discovery 300

Артикул

2,2 кВт, 3 л.с., 0 - 4.500 об/мин, 500 мл - 25 л

10-5300



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	2,2 кВт / 3 л.с.
Питание	400 В +/- 10% 50/60 Гц
Охлаждение	Вентилятор с низким уровнем шума
Скорость вращения	от 0 до 4500 об/мин
Крутящий момент	7,6 Нм
Защита от перегрева	Датчики температуры с пассивным терморегулированием
Электрическое соединение	Кабель питания 1,5 м с 5-штыревой вилкой 16А / CEE
Объем емкости	500 мл - 25 л
Диаметр емкости	80 - 305 мм (мин. - макс.)
Высота емкости	85 - 430 мм (мин. - макс.)
Диспергирующий диск	100 мм (съёмный)
Габаритные размеры (мм)	515 x 517 x 846/1276 (Г x Ш x В)
Вес	80 кг
Цифровая панель управления	5-дюймовая цветная сенсорная TFT панель
Таймер обратного отсчёта	Регулируется от 1 мин до 20 часов
Стандарт безопасности CE	Директива о соответствии 2006/42/EC

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

