

Весы OHAUS PX224



Весы OHAUS Pioneer 224 — это продуманное сочетание важнейших функций взвешивания и конкурентных характеристик, обеспечивающих высокую точность и повторяемость результатов в условиях исследовательских, академических и промышленных лабораторий. К отличительным особенностям весов OHAUS Pioneer 224 можно отнести доступные цены, интуитивный интерфейс пользователя, двухстрочный дисплей для отображения дополнительной информации, порты USB и RS232 для эффективной передачи данных.

ОСОБЕННОСТИ

ОHAUS Pioneer 224 предназначены для выполнения простейших ежедневных процедур взвешивания в исследовательских, промышленных и учебных лабораториях. Оптимальная комбинация функций и технических характеристик весов OHAUS Pioneer 224 обеспечивает удобство и высокую эффективность при выполнении основных операций взвешивания.

Стандартные функции и возможности OHAUS Pioneer 224:

- Отличные характеристики по разумной цене. Весы OHAUS Pioneer 224 обеспечивают высокую точность и повторяемость результатов взвешивания в условиях исследовательских, академических и промышленных лабораторий.
- Долговечная конструкция, рассчитанная на долгий срок службы. Литой металлический корпус, основание чаши и чаша из нержавеющей стали обеспечивают долговечность конструкции в процессе длительной эксплуатации в самых различных условиях.
- Простое, интуитивно понятное управление. Вторая строка на дисплее весов серии PX позволяет отображать дополнительную информацию и указания для пользователя, порты USB и RS232 обеспечивают эффективную передачу данных, а планка для снятия статических зарядов повышает удобство работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Бренд	OHAUS
Артикул	30431311
Регистрационный №	73104-18
Класс точности	(I) специальный
Максимальная нагрузка	220 г
Минимальная нагрузка	0,01 г
Цена деления	0,1мг

Поверочное деление	0,001г
Диапазон массы тары	100%
Вид калибровки	внутренняя полуавтоматическая
Калибровочная гиря	встроенная
Размер весовой платформы	d 90мм
Время установления показаний, не более	4 сек
Дисплей	ЖК
Блок индикации	встроенный
Питание от сети	220в через адаптер
Стандартные порты	RS-232C, USB
Карта памяти	нет
Гарантийный срок	12 месяцев
Поверка	в комплекте
Габаритные размеры (ДхШхВ)	320x208x339 мм
Масса	4,5 кг
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ)	51x40x54 см
Масса в упаковке	7,2 кг
Производитель	OHAUS Corporation
Страна	Китай

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию.
Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши вопросы.

