



## **ФУНКЦИИ**

---

Лекало и линейка подходят для определения усадки согласно всем стандартам. Панель из прозрачного плексигласа. Размер рамы 610ммх610мм, общий размер 500мм, 350мм, 250мм. Шкала усадки 0%~20%, и шкала растяжения 0%~ 20%.

## **СТАНДАРТЫ**

---

- ААТСС 135/150/179
- BS EN 3759
- ISO 3759

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

---

Размер лекала	250 мм, 350 мм, 500 мм
Шкала усадки	0%~20%
Шкала растяжения	0%~20%
Стандарты	ААТСС 135/150/179, BS EN 3759, ISO 3759
Вес	3 кг
Размеры	600 x 590 x 50 мм (Д x Ш x В)

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию.

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши вопросы.

