

Россия, 129075, Москва,
ул. Аргуновская, д. 3, корп. 1
тел.: +7 495 212-11-60
www.tecsa.ru, info@tecsa.ru

- Оборудование для испытаний текстильной продукции
- Изгиб

Прибор для измерения сопротивления изгибу и сминанию TF116



ФУНКЦИИ

Данный прибор предназначен для проведения испытаний на определение прочности при многократном изгибе или других повреждениях в области складки для кожи и ткани. Флексометр соответствует стандартам ISO 5402, ISO 32100, SATRA TM55, DIN 53351, BS-3144 и т. д. Прибор можно использовать со всеми гибкими материалами, в частности с кожей, искусственной кожей толщиной менее 3,0 мм и другим тканям с покрытием, листовым материалам и т. д.

СТАНДАРТЫ

- ISO 5402-1
- ISO 32100
- ISO 20344-2021 пункт 6.6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во зажимов для крепления образцов	12
Счетчик	1 ~ 999,999
Питание	220 В, 50/60 Гц, 3 А
Вес	50кг
Размеры	780 x 450 x 360 мм

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию.
Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши
вопросы.

