

Россия, 129075, Москва,  
ул. Аргуновская, д. 3, корп. 1  
тел.: +7 495 212-11-60  
www.tecsa.ru, info@tecsa.ru

- Диспергирование / измельчение / перемешивание
- Диссольтверы

## Универсальный диссольтвер BGD 750

- Диапазон скорости 0- 7500 об/мин
- Мощность 550 Вт – 2 200 Вт
- Максимальный крутящий момент 7.64 Н\*см.



*Универсальный диссольтвер BGD 750/751 является новым прибором компании Viuged. Его оснащение включает два размольных диска, две насадки типа «фреза» и контейнер с рубашкой из нержавеющей стали.*

*С помощью универсального диссольтвера BGD 750/751 оператор может диспергировать и перемешивать материалы на высокой скорости.*

## ОСОБЕННОСТИ

Универсальные лабораторный диссольтеры BGD 750/752 обладают следующими характерными особенностями:

- Использование короткозамкнутого двигателя Siemens с частотным регулированием и частотного преобразователя для регулирования рабочей скорости
- Задание направления оси вращения через цифровой дисплей
- Отсутствие щеток в двигателе, исключают образование искр во время работы
- Пониженный уровень шума
- Увеличенный крутящий момент и расширенный диапазон регулирования скорости
- Входной и выходной патрубки хладагента на корпусе емкости оборудованы быстро разборными соединениями
- Основные части диссольтера изготовлены из нержавеющей стали, обладают отличной антикоррозийной стойкостью
- Стандартная конфигурация: две фрезы, два размольных диска разного размера, емкость из нержавеющей стали с рубашкой.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели	Мощность двигателя	Скорость (об/мин)	Емкость контейнера	Высота подъема-спуска	Система подъема-спуска	Фреза	Размольные диски
BGD 750/1	550 Вт	0–7 500	1.5 L	220 мм	Механическая	50 мм и 60 мм	45 мм и 60 мм
BGD 750/2	750 Вт	0–6 000	1.5 л	270 мм	Механическая	50 мм и 60 мм	45 мм и 60 мм

						мм	
BGD 750/3	1 100 Вт	0–6 000	3 л	340 мм	Электрическ ая	60 мм и 80 мм	90 мм и 100 мм
BGD 750/4	1 500 Вт	0–5 000	3 л	340 мм	Электрическ ая	80 мм и 100 мм	90 мм и 100 мм
BGD 750/5	2 200 Вт	0–4 000	5 л	340 мм	Электрическ ая	100 мм и 120 мм	100 мм и 130 мм
BGD 751/1	550 Вт	0–7500	1,5 л	300 мм	Электрическ ая	50 мм и 60 мм	45 мм и 60 мм
BGD 751/2	750 Вт	0–6 000	1,5 л	300 мм	Электрическ ая	50 мм и 60 мм	45 мм и 60 мм
BGD 752/2 взрывоза щ.	750 Вт	0–3 000	1,5 л	300 мм	Механическ ая	50 мм и 60 мм	45 мм и 60 мм
BGD 752/5 взрывоза щ.	2 200 Вт	0–4 000	5 л	500 мм	Механическ ая	100 мм и 120 мм	100 мм и 130 мм

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию.  
Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши  
вопросы.

